

4.8-inch LED Display and luminous letter
Even elderly people can read easily



Product Advantages



ข้อมูลผลิตภัณฑ์



หน่วยความจำแบบ 2 x 90 สำหรับผู้ใช้
คู่ ช่วยให้อิงกวดและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตที่สุดได้ง่าย

ผู้ใช้	วันที่	SYS	DIA	PUL
ผู้ใช้ 1	10/11	120	80	77
	10/12	128	78	75
	10/13	122	82	74
	10/14	125	76	70
	10/15	121	83	76
	10/16	118	80	74
ผู้ใช้ 2				

- ★ ประโยชน์
 - ติดตามแนวโน้มสุขภาพ: หน่วยความจำแบบสองผู้ใช้ ช่วยเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้ในแต่ละช่วงเวลา
 - ใช้งานง่าย: ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
 - การตรวจสอบที่เชื่อถือได้: ผ่านการทดสอบทางคลินิกเพื่อความแม่นยำ
 - จัดเก็บสะดวก: ดีไซน์กะทัดรัด พกพาสะดวก ใส่ในกระเป๋าหรือลิ้นชักได้สะดวก
 - อุ่นใจ: ช่วยตรวจพบความดันโลหิตสูงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด